

# Tyreoglobulin

| Tyreoglobulin                         |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metoda                                | Elektrochemiluminiscence                                                                                                                                           |
| Primární vzorek (biologický materiál) | Plná krev                                                                                                                                                          |
| Odběrová souprava                     | <div></div> <div>Vacuette<br/>červený uzávěr -<br/>plast se sep.<br/>gelem</div> |
| Pokyny k odběru a příprava pacienta   |                                                                                                                                                                    |
| Podmínky transportu                   | 15 - 25 °C                                                                                                                                                         |
| Stabilita                             | 8 hodin při 20 °C, 2 dny při 2 - 8 °C                                                                                                                              |
| Doordinace                            | 2 dny                                                                                                                                                              |
| Doba dodání                           | 2 x týdně (úterý a pátek)                                                                                                                                          |

## Referenční meze

| Věk od - do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka |
|-------------|----------------|----------------|----------|
| 0D - 99R    | 0              | 50             | ug/l     |

Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták SNIBE

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| <b>Revize</b> | 26. 2. 2025          |
| <b>Autor:</b> | Ing. Petra Kabeleová |