

Retikulocyty

Retikulocyty v krvi	
Metoda	Průtoková cytometrie
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 Vacuette fialový uzávěr - plast s protisrážliv. úpravou
Pokyny k odběru a příprava pacienta	
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	5 hodin při 15 - 25 °C
Doordinace	5 hodin
Doba dodání	V den doručení (odpoledne)

Referenční meze

Věk od - do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
15D - 99R	0,005	0,025	bezrozměrné

Zdroj referenčních mezí

Revize	29. 11. 2024
Autor:	Ing. Petra Kabeleová